



Solid Med 4,5 kg Ecolab 9006060 – blok do maszynowego mycia naczyń do systemów dozowania, każda twardość wody

Producent: Ecolab

Nr referencyjny: 9006060

Cechy produktu

Waga (kg): 4,5

Pakowane po: 4x4,5kg

Solid Med 4.5 kg Ecolab 9006060 – środek do maszynowego mycia naczyń

Solid Med to profesjonalny środek do maszynowego mycia naczyń przeznaczony do stosowania z systemem dozującym Ecolab. Zapewnia najlepsze wyniki czyszczenia niezależnie od stopnia twardości wody. Technologia **Defoam 2010** przeciwdziała tworzeniu się piany w zmywarce, wspierając skuteczność mechanicznego procesu mycia oraz zapewniając doskonałe rezultaty.

Najważniejsze korzyści

- **Czystość** – najlepsze wyniki czyszczenia niezależnie od stopnia twardości wody; technologia Defoam 2010 ogranicza tworzenie się piany w zmywarce.
- **Bezpieczeństwo** – formuła Solid zapewnia maksymalną higienę; kapsuła 4,5 kg w połączeniu z systemem dozowania **Ecoplus Future** gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.
- **Wydażność** – doskonałe rezultaty w trakcie jednego mycia; oszczędność czasu i kosztów; łatwe do zgniecenia opakowanie pomaga zmniejszyć ilość odpadów i koszty ich wywozu.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do profesjonalnego maszynowego mycia naczyń, stosowany wyłącznie z systemem dozującym Ecolab.

Sposób użycia (z systemem dozującym Ecolab)

1. Zapoznać się z informacjami zawartymi w planie higieny oraz na etykiecie produktu.
2. Podczas stosowania używać odpowiedniej odzieży ochronnej.
3. Po usłyszeniu alarmu wymienić pustą kapsułę na nową.
4. Wyłączyć system dozowania naciskając przycisk ENTER.
5. Wyjąć pustą kapsułę.
6. Zgnieść i zutylizować zużytą kapsułę.
7. Wyjąć nową kapsułę z opakowania.

-
- Usunąć nakrętkę z nowej kapsuły.
 - Umieścić kapsułę w dozowniku otworem skierowanym w dół.
 - Włączyć system dozowania naciskając przycisk ENTER.

Ważne informacje

- Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Nie używać do mycia aluminium i innych delikatnych metali.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 40°C, wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

Dane logistyczne

Nazwa	Med
Środkiem	szynowego mycia naczyń
Kapsuła	jednostka
Opakowanie	handlowe
9900000	